

ΠΣΑΜΚΑ news

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ • ΤΕΥΧΟΣ 64
ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ 2020

Τ.Ο. 64005
15170 ΖΗΤΗΡΑΣΟΥ

ΠΑΡΟΡΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
ΤΑΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΕΜΠΑ
Αριθμός Άδειας:
4238



ΕΠΙΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1891 ΚΕΜΠΑ - ΚΩΔΙΚΟΣ 113875

COVID 19

Μέτρα Προστασίας
και Υγιεινής στα
Κέντρα Αισθητικής

Παρουσίαση

45^η *CosmoEstetica*
Π.Σ.Α.Μ.Κ.Α.



Aesthetic & Spa
AWARDS 2020

Παρουσίαση
Απονομής Βραβείων

Sopranoice

PLATINUM

L A S E R



Sopranoice

PLATINUM

Laser Αποτρίχωση

- ✓ Ασφαλής
- ✓ Αποτελεσματική
- ✓ Ανώδυνη

Το Soprano ICE Platinum συνδυάζει ταυτόχρονα τρία διαφορετικά μήκη κύματος σε **μία μόνο κεφαλή**, στοχεύοντας σε διαφορετικά βάθη του δερματικού ιστού καθώς και σε διαφορετικές ανατομικές δομές εντός του θύλακος της τρίχας. Συνδυάζοντας το επίπεδο απορρόφησης και διείσδυσης τριών διαφορετικών μήκων κύματος με την καλυπτικότητα, την άνεση στη θεραπεία και το χαμηλό κόστος συντήρησης ενός διοδικού laser, **το Soprano ICE Platinum επιτυγχάνει την πλέον σύγχρονη, ασφαλή και πλήρη θεραπεία αποτρίχωσης.** ➔



Alma
For You. For Life.

Το Soprano ICE Platinum με την κεφαλή θεραπείας 3D προσφέρει το **συνεργικό όφελος των τριών πιο αποτελεσματικών μηκών κύματος** για την αποτρίχωση ως εξής:

Τεχνολογία Alex

Το μήκος κύματος στα 755nm παρέχει τη μέγιστη δυνατή απορρόφηση ενέργειας, κάνοντάς το ιδανικό για το μεγαλύτερο εύρος τύπου και χρώματος τρίχας, κυρίως για τις πιο λεπτές και ανοιχτόχρωμες.

Τεχνολογία Speed™

Τα 810nm είναι το κλασικό μήκος κύματος για να προσφέρει μεγαλύτερη διείσδυση στην τρίχα, υψηλή μέση ενέργεια, υψηλό βαθμό επανάληψης παλμών και μεγάλο spot size (2εκ.) για ταχύτητα στη θεραπεία.

Τεχνολογία YAG


Το μήκος κύματος στα 1064nm παρέχει την πιο εν τω βάθει διείσδυση στον θύλακα της τρίχας, καθιστώντας την πλέον κατάλληλη λύση για τους πιο σκούρους φωτότυπους δέρματος.



Ως εκ τούτου με το νέο σύστημα Soprano ICE Platinum η ενέργεια στοχεύει και επιφανειακά και εις βάθος, ο πόνος είναι ακόμη λιγότερος και η **θεραπεία καθίσταται αποτελεσματική σε όλους τους τύπους δέρματος και τρίχας.**

Dual Mode (SHR™ & HR)

Επιπλέον, το Soprano ICE Platinum διαθέτει δύο μεθόδους αποτρίχωσης, την εν κινήσει (In-Motion™) SHR™ τεχνολογία και τη συμβατική μέθοδο αποτρίχωσης διοδικού laser με παλμοπαλμό, για να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες σας.



Πριν την εφαρμογή του Soprano Ice Platinum Laser



5 εβδομάδες μετά την εφαρμογή του Soprano Ice Platinum Laser



Δύναται, επίσης, να αναβαθμιστεί προαιρετικά με τις κεφαλές θεραπείας:

• NIR Body (18cm²)

Τεχνολογία Υπερύθρου με κορυφή βαθμού απορρόφησης στα 1300nm για **θεραπείες σύσφιξης σώματος.**

• NIR Face (6,4cm²)

Τεχνολογίας Υπερύθρου με κορυφή βαθμού απορρόφησης στα 1300nm για **θεραπείες σύσφιξης προσώπου.**

• Alex 755nm

Το μήκος κύματος στα 755nm παρέχει τη **μέγιστη δυνατή απορρόφηση ενέργειας**, κάνοντάς το ιδανικό για το μεγαλύτερο εύρος τύπου και χρώματος τρίχας, κυρίως για τις πιο λεπτές και ανοιχτόχρωμες.

• Speed™ 810nm

Τα 810nm είναι το κλασικό μήκος κύματος για να προσφέρει **μεγαλύτερη διείσδυση στην τρίχα**, υψηλή μέση ενέργεια, υψηλό βαθμό επανάληψης παλμών και μεγάλο spot size (2 εκ.) για ταχύτητα στη θεραπεία.

• YAG 1064nm

Το μήκος κύματος στα 1064nm παρέχει την πιο εν τω βάθει διείσδυση στον θύλακα της τρίχας, καθιστώντας την πλέον κατάλληλη λύση για τους πιο σκούρους φωτότυπους δέρματος. ■

